

M023



TAS Master Mix 2X
100 reacciones

USO EN INVESTIGACION
IN VITRO

TAS Master Mix 2X

Presentación

- 1 vial con 1,5 ml de TAS Master Mix 2X *Highway* (M023)

Descripción

La TAS Master Mix 2X *Highway* (M023) contiene todos los componentes necesarios para realizar una PCR, a excepción de los primers y el ADN templado, que deben ser aportados por el usuario. Esta TAS Master Mix 2X incluye el buffer de reacción TAS, MgCl₂, dNTPs y Taq ADN polimerasa en una concentración óptima para lograr una eficiente amplificación por PCR.

La concentración final de MgCl₂ es de 1,5 mM.

Para una PCR con volumen final de reacción de 30 µl, emplear 15 µl de la TAS Master Mix 2X.

Conservación: -20°C

Versión 1.3
30/4/2024

Inbio Highway S.A.

Serrano 1414 (7000) Tandil | Prov Bs. As. | Argentina
Tel. +54 249 4420193

contacto@inbiohw.com.ar
www.inbiohw.com.ar

Directora Técnica: Bioq. A. Carolina Prokopiuk

 **PRODUCIDO EN ARGENTINA** 

ES UN PRODUCTO DE

